

| הוראות שימוש למחט דקירה בטיחותית עם מכסה מתברג | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">התראות</p> <p>1. המוצר הוא סטרילי, לשימוש חד-פעמי, ונטול חומרים פירוגניים. אין להשתמש בו כאשר המכסה אינו על המיכל.</p> <p>2. המוצר עובר סטריליזציה בקרני גאמה ממקור Co-60. חיי המדף שלו הם 5 שנים, יש להשתמש בו במהלך תקופה זו.</p> <p>3. אין לאחסן את המוצר במקומות בעלי טמפרטורה גבוהה, לחות וקרירת שמש ישירה;</p> <p>4. לפני השימוש ולצורכי בטיחות יש לקרוא בפירוט את הוראות השימוש של המוצר על מנת ללמוד על השימוש שלו ועל הפונקציות שלו.</p> <p style="text-align: center;">חיי מדף</p> <p>5 שנים מתאריך היצור.</p> <p style="text-align: center;">יצרן</p> <p style="text-align: center;">Promisemed Hangzhou Meditech Co., Ltd. #12 Longtan Rd, Changqian St., Yuhang District, Hangzhou, China</p> <p style="text-align: center;">יבואן: רימיפארם מוצרים רפואיים בע"מ ת.ד. 10186 ת"א, טל: 036483635</p> | <p style="text-align: right;">מפרט:</p> <p>SL-18-18T, SL-21-12T, SL-21-18T, SL-21-20T, SL-21-22T, SL-21-24, SL-21-28T, SL-23-18T, SL-26-18T, SL-28-15T, SL-28-18T, SL-28-20T, SL-30-15T, SL-30-16T, SL-30-18T, SL-30-22T</p> <p style="text-align: right;">מבנה בסיסי וביצועים</p> <p>מחט הדקירה הבטיחותית מורכבת ממיכל, ליבת המחט, הדק, בסיס, קפיץ, מכסה מתברג וידית.</p> <p style="text-align: right;">שימוש צפוי</p> <p>מחטי הבטיחות הסטריליות משמשות בעיקר לאיסוף דגימות דם לבדיקות קליניות בבית חולים. הן מקלות על תחושת הדקירה של הפציינט, ואינן מאופיינות בזיהום צולב. אלה הם מוצרים מהשורה הראשונה לבדיקה קלינית בבית חולים.</p> <p style="text-align: right;">שימוש:</p> <p>פרוצדורת השימוש: פתח את האריזה ← סובב והסר את המכסה ← דקור</p> <p style="text-align: right;">אזהרות:</p> <p>1. המוצר הינו סטרילי, חד-פעמי</p> <p>2. אין להשתמש בו כאשר המכסה נופל מהידית</p> <p>3. מוצר משומש יש לשרוף או לעוות בהתאם לתקנות הניטול של פסולת רפואית.</p> |